

## Größenbestimmung der Labienzwinge

Die Labienzwingen gibt es in verschiedenen Versionen und Größen. Für alle gilt bei der Größenbestimmung dasselbe Procedere:

Messen Sie bitte den gesamten Klitorisschaft, der sich zwischen Daumen und Zeigefinger greifen lässt, plus die Länge der kleinen Labien von der Klitoris bis zur Vagina. Die so ermittelte Länge sollte **maximal** dem Innenmaß der Labienzwinge entsprechen. Besser sie kalkulieren großzügig etwas mehr Länge ein, als dass es zum Gewebestau und damit zum Kontakt an den Schraubelementen kommt. Legen Sie immer die Labienzwinge nur mit den Distanzringen an!

Die Dicke der Labien ist zur Größenbestimmung nicht erforderlich, da durch die Schraubflexibilität der Zwingen jedes Maß individuell von Ihnen selbst einstellbar ist. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.