

Größenbestimmung der Brustwarzenzwinge

Die Brustwarzenzwinge gibt es je Modell in drei Größen. Ihre Anatomie gibt das Maß vor. Wird die Brustwarze durch die Brustwarzenzwinge fixiert, kann der Durchmesser der Brustwarze sich erheblich vergrößern. Sie sollten einen doppelten bis dreifachen Durchmesser in Erwägung ziehen. Je weiter Sie die Brustwarze nach vorn gezogen wird, desto größer/länger sollte die Brustwarzenzwinge bemessen werden. Entsprechend großzügig sollten Sie bei Ihrer Bestellung das richtige Maß angeben. Auf jeden Fall sollte vermieden werden, dass es einen Kontakt der Brustwarzen mit den Schraubelementen gibt, sonst besteht Verletzungsgefahr. Um diesbezüglich mehr Sicherheit zu haben, empfiehlt es sich, die Distanzringe immer zu benutzen. Für weitere Fragen stehe ich gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.